

CHECK LIST DEL PACIENTE VI

Fecha :					
Horarios	8h	aseo / otros	12h	14h	nursing / otros
RESPIRADOR 1					
El paciente esta conectado a un respirador categoria « life support »	*	*	*	*	*
El respirador esta conectado a la corriente electrica y esta conexion se refleja en la pantalla tactil	*	*	*	*	*
El respirador pasa a usar la bateria interna si se desconecta de la corriente electrica	*			*	
La alarma de desconexion funciona adecuadamente y se activa en menos de 20s	*			*	
El respirador esta fuera de la bolsa de almacenamiento o esta en la bolsa dicha de « transporte o funcionamiento »	*			*	
RESPIRADOR 2					
El paciente dispone de un segundo respirador « life support » en su habitacion	*			*	
El segundo respirador esta conectado a la corriente electrica y esta conexion se refleja en la pantalla tactil	*			*	
La tubuladura esta conectada al segundo respirador	*			*	
El segundo respirador se enciende y empieza la ventilacion a la demanda	*			*	
AMBU					
Un ambu se encuentra disponible en la habitacion del paciente listo para su uso	*			*	
CANULA					
Una canula de recambio Y un tubo corrugado estan disponibles en la habitacion del paciente	*			*	
ESTIMULADOR DIAFRAGMATICO					
Una bateria de recambio cargada en permanencia se encuentra en la habitacion (Artrostim) o en la maleta (NeurX)	*			*	
Nombre DUE/Auxiliar(DUE) /.....(Aux)	(DUE) /.....		

* Validar todos los items con un "OK"

--	--

ENTILODEPENDIENTE

18h	22h	nursing / otros	2h	6h
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
	*			
.....(Aux)(DUE) /.....(Aux)			