



Prescriptor

Proveedor

GAVO₂

**Groupe assistance
ventilatoire et oxygène**

LES PROCEDURES DU GAVO₂

Educación para pacientes con VMNI domiciliaria.

Date création : mars 2019

Mise à jour :xxx

Auteurs : Alexis Mendoza et Jésus Gonzalez-Bermejo

Traduction : Virginia Guevara Velazquez

:

Etiqueta paciente	Proveedor :	Ventilador :
--------------------------	--------------------	---------------------

DÍA DE EVALUACIÓN	D1	Ingreso	D-3 Alta hospitalaria
<i>Evaluar los conocimientos del paciente sobre su aparato de ventilación mecánica no invasiva a domicilio. Anotad Adquiridos= 1 punto – No adquiridos = 0 puntos y firma.</i>			
PREGUNTA 1 : Conexión del equipo a la electricidad. Iniciar y parar la ventilación. Gestión de la batería.			
PREGUNTA 2 : Humidificador Rellenado / Limpieza / Ajuste de temperatura.			
PREGUNTA 3 : Conexión de tubuladuras			
PREGUNTA 4 : Conexión del oxígeno a la VMNI/circuito.			
PREGUNTA 5 : Mantenimiento del filtro.			
PREGUNTA 6 : Colocación de la mascarilla.			
PREGUNTA 7 : Mantenimiento de la mascarilla.			
PREGUNTA 8 : Transporte de la VMNI.			
PREGUNTA 9 : Conocimiento de la empresa proveedora y de su teléfono en caso de fallo técnico.			
PREGUNTA 10 : Conocimiento de la conducta a seguir en caso de viaje en avión.			
TOTAL			



Lo que se espera del paciente :

PREGUNTA 1: encendido y apagado

- El paciente es capaz de enchufar y desenchufar el equipo.
- El paciente es capaz de iniciar y parar el funcionamiento del ventilador.
- Sabe si tiene o no batería, y cuándo está funcionando con la batería.

PREGUNTA 2: humidificador

- El paciente es capaz de conectar el humidificador.
- EL paciente es capaz de cambiar la temperatura del humidificador.
- EL paciente es capaz de llenar el reservorio de agua.
- El paciente es capaz de limpiar el humidificador.

Nota: Llenar el reservorio con agua hervida fría o filtrada o agua mineral sin gas y vaciarlo diariamente.

Lavar 2-3 veces por semana. Para evitar el sarro: 1 cucharada de vinagre blanco y 9 cucharadas de agua tibia.

Vaciar el agua cada día.

PREGUNTA 3: tubuladura

- El paciente es capaz de conectar el circuito.
- El paciente sabe conectar la tubuladura.
- El paciente sabe cómo conservar la tubuladura.

Nota: lavar hasta aclarar el agua y secado al aire colgándolo. Cambiar cada 6 meses.

PREGUNTA 4: oxígeno

- El paciente es capaz de conectar el oxígeno a la VMNI o al circuito.

PREGUNTA 5: filtro

- El paciente es capaz de conservar el filtro y de cambiarlo.

Nota: el filtro se coloca en la parte de atrás del ventilador. Si filtro esponja: enjuagar al agua, si filtro áspero: sacudir el polvo.

PREGUNTA 6: mascarilla

- El paciente es capaz de colocar la mascarilla y ajustarla.

Nota: En el embalaje original de cada mascarilla hay fotos informativas para su colocación. También se puede visitar el sitio web de cada fabricante.

PREGUNTA 7

- El paciente es capaz de limpiar la mascarilla.

Nota: lavar la mascarilla (la parte que esta en contacto con el rostro del paciente) todos los días con jabón neutro y una esponja suave. EL arnés debe lavarse cada 2- 3 semanas.

PREGUNTA 8: transporte

- El paciente es capaz de transportar el ventilador y de guardarlo en su funda.

Nota: siempre vaciar el agua del humidificador antes del transporte. Transportar el equipo en una funda dedicada a este fin y que lo mantenga protegido de golpes.

PREGUNTA 9: empresa proveedora

- El paciente conoce la empresa proveedora y dispone de su número de teléfono en caso de fallo técnico.

Nota: cada ventilador lleva escrito un número de teléfono y el paciente dispone también de una tarjeta de la empresa proveedora con los números de teléfono.

PREGUNTA 10: viaje en avión

- El paciente sabe que puede tener un problema en los viajes en avión.
- Sabe con quién contactar en caso de viaje o desplazamiento.