



Logo Prescripteur

Logo prestataire

GAVO₂

**Groupe assistance
ventilatoire et oxygène**

LES PROCEDURES DU GAVO₂

TITRE : Education à la sortie d'un malade sous VNI

Date création : mars 2019

Mise à jour :xxx

Auteurs : Alexis Mendoza et Jésus Gonzalez-Bermejo

Relecteurs du GAVO₂ : Sandrine Pontier, Louise Duthoit, Romuald Luque

Etiquette patient	Prestataire :	Appareil :
--------------------------	----------------------	-------------------

JOUR D'ÉVALUATION	J1	Mi Parcours	J- 3 sortie
<i>Évaluez les connaissances du patient sur son dispositif de ventilation à domicile. Notez Acquis = 1 point– Non Acquis = 0 point et signez de votre nom</i>			
QUESTION 1 : Branchement électrique Lancement de la ventilation Gestion de la batterie			
QUESTION 2 : Humidificateur Remplissage / nettoyage / réglage de la température			
QUESTION 3 : Branchement du tuyau			
QUESTION 4 : Raccorder l'oxygène sur la VNI /sur le circuit			
QUESTION 5 : Entretien du filtre VNI			
QUESTION 6 : Mise en place du masque			
QUESTION 7 : Entretien du masque			
QUESTION 8 : Transport de la VNI			
QUESTION 9 : Connaissance de son prestataire et du numéro en cas de défaillance technique			
QUESTON 10 : Connaissance sur la conduite à tenir en cas de voyage en avion			
SCORE TOTAL (à reporter sur la flèche)			



CE QUI EST ATTENDU DU MALADE

QUESTION 1 :

- Le patient est capable de brancher et débrancher sur le courant son appareil
- Le patient est capable de brancher et débrancher la câble d'alimentation sur l'appareil
- Il arrive à lancer la ventilation et l'arrêter
- Il sait si l'appareil dispose d'une batterie ou pas, et si oui il sait quand la machine passe en batterie

QUESTION 2

- Le patient est capable de régler l'humidificateur,
- Le patient est capable de le remplir
- Le patient est capable de le nettoyer.

Rappels : Possibilité de passer le réservoir au lave-vaisselle. Nettoyage 2 à 3 fois dans la semaine.

Contre le Calcaire : 10% vinaigre blanc et 90% eau puis rinçage eau chaude.

Eau de source peu minéralisée souhaitable si l'eau du robinet est très calcaire (éviter Contrex, Hepar, Vichy autres ...) Eau déminéralisée n'est pas recommandée.

Vider l'eau chaque jour

QUESTION 3

- Le patient est capable de brancher le circuit.
- Est-ce que le malade sait brancher le tuyau ?
- Est-ce que le malade sait comment l'entretenir ?

Rappels : Entretien : nettoyage eau claire.

Changement chaque 6mois.

QUESTION 4

- Le patient est capable de Raccorder l'oxygène sur la VNI ou le circuit.

QUESTION 5

- Le patient est capable d'entretenir le filtre et le changer.

Rappels : Filtres derrière la machine. si filtre mousse : Rinçage à l'eau claire si filtre feutre : Dépoussiérer le filtre. 1 fois par mois

QUESTION 6

- Est-ce que le patient sait se mettre seul l'interface et l'ajuster ?

Rappel : Sur les emballages des masques il y a les étapes avec les photos suivant les modèles

QUESTION 7

- Le patient est capable de nettoyer le masque

Rappel : Le gras du visage se dépose sur le masque, qui glisse et qui ne tient plus sur le visage : Nettoyage de la bulle chaque jour au savon doux type savon de Marseille.

Pour le harnais nettoyage savon doux et séchage.

QUESTION 8

- Le patient est capable de transporter sa machine et la mettre en place dans la sacoche.

Rappels : Toujours vider l'humidificateur dans le transport. Il existe une Sacoche spéciale de transport aérée pour ventilation pendant le transport.

QUESTION 9

- Le patient connaît son prestataire et son numéro en cas de défaillance technique.

Rappel : Sur chaque appareil un numéro de téléphone est inscrit sur les appareils disponibles 24h/24 7J/7, le patient a aussi un carnet de suivi donné par le prestataire avec les numéros de téléphone.

QUESTION 10

- Le patient sait qu'il peut y avoir un problème en avion
- Le malade sait qui contacter en cas de voyage ou de déplacement.

Rappels : voir procédure voyage en avion