


## MASQUE NASO-BUCCAL RESMED MIRAGE QUATTRO



Fuites Intentionnelles

Il s'agit d'un masque à fuites. Il existe en 3 tailles : S, M et L

### Le masque est composé de 6 éléments :





Sangle  
ajustable

**Montage du masque :**

	
<p>1. Adapter le joint vert dans la fente de la jupe en silicone</p>	<p>2. Adapter la jupe en silicone à la coque (doit se clipser à 3 endroit)</p>
	



# CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

## DEPARTEMENT DE PNEUMOLOGIE

*Dr R. BARTHES - Dr J. SOLER – C. MARTIN – S. LOPPINET – Pr F. CHABOT*

*Version 2 - Mai 2020*

3. Adapter l'embout en silicone au-dessus du masque et l'embout gris à la sortie du masque ( <b>attention ce n'est pas du jetable</b> )	4. Permet le réglage du masque au niveau du front
5. Adapter la sangle ajustable au masque	

Ces 6 éléments sont démontables lors de la décontamination et se remontent après le **séchage complet**.