

**Packs accessoires COVID****Packs prismaLINE (prisma25ST, prisma30ST)**

<b>Pack machine prismaLINE</b>		<b>Réf : PK-COVIDLINE</b>	
			
Visuel	Contenu	Réf	Qté
1	Débitre O2 30L/mn +2m de tuyau	HOP-DEBO2	1
2	Raccord en T (utilisable aussi en remplacement d'une fuite intentionnelle)	1963000	1
3	Filtre bactériologique MedGuard pour prismaLINE	WM24476	1
4	Fuite intentionnelle Silent Flow	WM23600	1

<b>Pack circuit prismaLINE</b>		<b>Réf : PK-COVIDCIRCUIT</b>	
			
Visuel	Contenu	Réf	Qté
1	Filtre bactériologique MedGuard pour prismaLINE	WM24476	1
2	Circuit patient 22 mm	WM24445	1
3	Fuite intentionnelle Silent Flow	WM23600	1

**Packs prisma VENT (prisma VENT30-C, prisma VENT40, prisma VENT50-C)**

<b>Pack machine prisma VENT</b>		<b>Réf : PK-COVIDVENT</b>	
			
Visuel	Contenu	Réf	Qté
1	Débitre O2 30L/mn +2m de tuyau	HOP-DEBO2	1
2	Filtre bactériologique IsoGard Filter pour prisma VENT	WM27591	1
3	Fuite intentionnelle Silent Flow	WM23600	1

MESURES SPÉCIFIQUES  
**COVID-19**  
**Packs COVID**

Pack circuit à fuite prisma VENT		Réf : PK-COVIDFUITE	
			
Visuel	Contenu	Réf	Qté
<b>1</b>	Filtre bactériologique MedGuard pour prismaLINE	WM24476	1
<b>2</b>	Fuite intentionnelle Silent Flow	WM23600	1
<b>3</b>	Circuit patient 22 mm	WM24445	1

Pack circuit à valve prisma VENT50-C		Réf : PK-COVIDFUITE	
			
Visuel	Contenu	Réf	Qté
<b>1</b>	Filtre bactériologique MedGuard pour prismaLINE	WM24476	1
<b>2</b>	Tuyau simple branche à valve pour prisma VENT50-C	5183000	1